

## Desinfektion– Kurzbeschreibung



### Händedesinfektion

- Alkoholisches Hände– u. Hautdesinfektionsmittel mit Kurzzeitwirkung
- ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe
- sehr Hautverträglich

### Decontamed Waschlotion

- dekontaminierende Waschlotion zur Hände-und Hautwaschung
- antimikrobiell wirksam gegen Bakterien und Pilze
- herausragende Hautverträglichkeit
- MRSA wirksam

### Flächendesinfektion Sprühdesinfektion

- für Inventar und Flächen
- gebrauchsfertig
- aldehyd– und phenolfrei
- HBV/HIV wirksam 1 min.
- Hepatitis C wirksam 30 sek.
- erhältlich in den Duftnoten:  
neutral, Lemon fresh, Pfirsichblüte, Vanille

### Flächendesinfektion Desinfektion & Reinigung

- Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung
- aldehyd– phenolfrei
- geeignet für Flächen aller Art z. B. Fußboden, Wände, Inventar, Inkubatoren etc.

### Instrumentendesinfektion

- aldehyd– phenolfrei
- Desinfektion und Reinigung in einem Arbeitsgang möglich
- enthält Korrosionsstabilisatoren
- geeignet zur Reinigung für ärztliches Instrumentarium aus Glas, Kunststoff, Metall, Gummi etc.
- für Ultraschallgeräte geeignet
- Standzeit bis zu 7 Tagen

### Instrumentendesinfektion Bohrerbad Desinfektion & Reinigung

- aldehyd– phenolfrei
- selbständiges Desinfektions– und Reinigungsmittel für rotierende Präzisionsinstrumente
- gebrauchsfertig
- virusinaktivierend

### Desinfektionsmittel für Absauganlagen

- für Absauganlagen mit und ohne Amalgamabscheider
- aldehyd– phenolfrei
- extrem schaumarm
- nicht mit anderen Präparaten mischen
- wirkt bakterizid und fungizid

### Abformdesinfektion

- zur Reinigung und Desinfektion von Alginaten und Kolloiden
- Konzentrat
- virusinaktivierend ( HBV/HIV )