

**Produkt**



***EPIGLU - Wundkleber***

- Wundversorgung ohne Anästhesie
- kein zweiter Termin zum Fäden ziehen
- deutlich verkürzte Behandlungszeit
- sofort wasserdichter Infektionsschutz
- leichtes applizieren mit Einmal-Feindosierpipetten
- fixiert auch lange Wunden sicher, die unter Spannung stehen
- besonders schnelles Aushärten
- schnellere Wundheilung
- kaum Keloidbildung

**Zusammensetzung**

Ethyl-2-Cyanoacrylat—Lösung steril

**Anwendungsgebiete**

- Verschluss aller Schnitt-, Platz- und Operationswunden die nicht mehr bluten, nicht infiziert und nicht älter als 6 Stunden sind
- Wunden durch Entfernung von Hautläsionen oder Exzisionen
- Wunden durch Operationen und Verletzungen der Mundschleimhaut und des äußeren Genitalbereiches
- Aphthenbehandlung
- zusätzliche Stabilisierung und Infektionsschutz einer bereits mit einer Naht versorgten Wunde

***Nur zur äußeren Anwendung auf der Hautoberfläche, der Mundschleimhaut und dem äußeren Genitalbereich.***

**Aufbewahrung und Lagerstabilität**

Bei Tiefkühl Lagerung –18 ° Celsius ist EPIGLU 36 Monate lagerstabil.  
Der Kleber kann direkt aus der Tiefkühlung verarbeitet werden.

**Verpackungseinheiten**

- Tuben á 3 g zum Mehrfachgebrauch ( ca. 20 Anwendungen) mit Applikationshilfen
- Tuben mit sterilen Applikationshilfen für den OP
- Dosetten á 0,3 ml zur Einmalanwendung

**Abrechnung**

über Sprechstundenbedarf möglich