

## Knochenwachs



<b>Produkt :</b>	<b>SMI Knochenwachs</b>
<b>Zusammensetzung:</b>	80 % Bienenwachs/ 20 % Isopropyl Palminate
<b>Anwendungsgebiet:</b>	mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen
<b>Resorption:</b>	allgemein ca. 4-6 Wochen
<b>Verpackungseinheit:</b>	eine Box enthält 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt

<b>Art. Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Preis/ Box á 12 Stück zzgl. MwSt.</b>
SMZ046	Knochenwachs - 80 % Bienenwachs/ 20 % Isopropyl Palminate zur mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt	29,00 €