



*„ Unser Anspruch ist die signifikante Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit unserer Kunden.*

Wir verkürzen Prozessschritte und Beschaffungswege.

*omega bringt die Produkte direkt
vom Original-Hersteller zum Kunden.“*

Nicht Resorbierbares Nahtmaterial

Produktkatalog 2011/7

Nicht Resorbierbares Nahtmaterial

Monofilament



Polypropylene



Daclon Nylon



Daclon Nylon

Multifilament



Polyethylen Terephtalat



Seide geflochten



Supramid Polyamid

Fadenkunde

Einheit für Fadenstärke : **USP** — Masseinheit aus Amerika - oft verwendet zur Beschreibung
EP — Masseinheit aus Europa
 beide auf jedem Nahtmaterialpäckchen


Größen:	USP	EP
	7/0	0.5
	6/0	0.7
	5/0	1
	4/0	1.5
	3/0	2
	2/0	3
	0	3.5
	1	4
	2	5

**USP je größer die Zahl ist,
desto DÜNNER ist der Faden**


**EP je größer die Zahl ist,
desto DICKER ist der Faden**




Nadelvarianten




GR GS gerade Nadel




HR GR JR
runder Körper spitz zulaufend




HRT DRT JRT
runder Körper mit einer dreieckig zulaufenden Spitze



DS HS GS
dreieckiger Körper mit einer außen schneidenden Kante



NS
dreieckiger Körper mit einer innen schneidenden Kante



P
EASY PASS Nadel
dreieckiger Körper mit zwei schneidenden Seiten an der Nadelspitze
Dünnere und schärfer → Gleitet noch weicher durch das Gewebe


EASY PASS Nadel

- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen



40 - 50 % verbesserte Penetrationseigenschaften im Vergleich zur Standard Nadel

Anwendungsgebiete

Dermatologie
 MKG-Chirurgie
 Kosmetische und plastische Chirurgie
 Allgemeine Chirurgie

EASY PASS für diese Nahtmaterialien




Polypropylene blau

Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen
Beschichtung	Keine
Farbe	Blau
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen Synthetisch Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser Biegsamkeit und Geschmeidigkeit Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt Anwendung in Herz / Gefäßchirurgie (Herzklappenprothese und Anastomosen) Minimale Gewebereaktion Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Herz / Gefäßchirurgie Neurochirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie Orthopädie Hernien (auch als Netz) Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe



Rundkörper Nadel Polypropylene blau




Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 10 mm		
SM5050110	EP 0.5 USP 7/0 45 cm	23,40 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 15 mm		
SM5070115	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	23,40 €
SM5100115	EP 1 USP 5/0 75 cm	17,90 €
SM5150115	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,90 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 20 mm		
SM5150120	EP 1 USP 5/0 45 cm	17,90 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 25 mm		
SM5100125	EP 1 USP 5/0 45 cm	17,90 €
SM5150125	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,60 €
SM5200125	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,90 €
SM5300125	EP 3 USP 2/0 75 cm	18,10 €
SM5350125	EP 3.5 USP 0 75 cm	17,60 €
SM5400125	EP 4 USP 1 75 cm	17,60 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM5200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,90 €
SM5300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,90 €
SM5350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	17,10 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 35 mm		
SM5300135	EP 3 USP 2/0 75 cm	18,60 €
SM5350135	EP 3.5 USP 0 75 cm	17,10 €
POLYPROPYLENE 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM5350140	EP 3.5 USP 0 75 cm	17,10 €
SM5400140	EP 4 USP 1 90 cm	17,10 €
SM5500140	EP 5 USP 2 75 cm	17,10 €
POLYPROPYLENE gerade Nadel schneidend GS 40 mm		
SM5302140	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
POLYPROPYLENE gerade Nadel schneidend GS 60 mm		
SM5152160	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	20,30 €
SM5202160	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SM5302160	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,50 €
POLYPROPYLENE gerade Nadel schneidend GS 75 mm		
SM5302175	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
SM5402175	EP 4 USP 1 75 cm	20,30 €



Polypropylene blau schneidende Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 10 mm		
SM5071510	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	23,40 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM5051512	EP 0.5 USP 7/0 45 cm	23,40 €
SM5071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	23,40 €
SM5101512	EP 1 USP 5/0 45 cm	23,10 €
SM5151512	EP 1.5 USP 4/0 45 cm	20,30 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM5071516	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	23,40 €
SM5101516	EP 1 USP 5/0 45 cm	23,40 €
SM5151516	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	23,40 €
SM5201516	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM5071519	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	23,40 €
SM5101519	EP 1 USP 5/0 45 cm	20,50 €
SM5151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	20,30 €
SM5201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SM5301519	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
SM5351519	EP 3.5 USP 0 75 cm	20,30 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM5151524	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	20,30 €
SM5201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SM5301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
SM5351524	EP 3.5 USP 0 75 cm	20,30 €
SM5401524	EP 4 USP 1 75 cm	21,30 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 30 mm		
SM5201530	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SM5301530	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
SM5351530	EP 3.5 USP 0 75 cm	20,50 €
SM5401530	EP 4 USP 1 75 cm	20,50 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 36 mm		
SM5201536	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SM5301536	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,30 €
SM5351536	EP 3.5 USP 0 75 cm	20,50 €
SM5401536	EP 4 USP 1 75 cm	20,90 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 40 mm		
SM5301540	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,50 €
SM5351540	EP 3.5 USP 0 75 cm	20,50 €
SM5401540	EP 4 USP 1 75 cm	20,50 €
POLYPROPYLENE 3/8 Kreis schneidend DS 45 mm		
SM5401545	EP 4 USP 1 90 cm	20,90 €



EASY PASS

Polypropylene blau



- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste

Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
POLYPROPYLENE BLUE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 12 mm/ 50 cm		
SM5071512P	EP 0.7 USP 6/0	28,90 €
SM5101512P	EP 1 USP 5/0	28,90 €
POLYPROPYLENE BLUE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 16 mm/ 50 cm		
SM5101516P	EP 1 USP 5/0	28,90 €
SM5151516P	EP 1.5 USP 4/0	26,90 €
POLYPROPYLENE BLUE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm/ 50 cm		
SM5151519P	EP 1.5 USP 4/0	26,90 €
SM5201519P	EP 2 USP 3/0	26,90 €
SM5301519P	EP 3 USP 2/0	26,90 €
POLYPROPYLENE BLUE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 24 mm/ 50 cm		
SM5301524P	EP 3 USP 2/0	26,90 €



Daclon Nylon

Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
Beschichtung	Keine
Farbe	Blau / Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar- es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar Synthetisch Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser Biegsamkeit und Geschmeidigkeit Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften Einfaches und sicheres Knoten Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Blau Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Hautverschluss Allgemeine Chirurgie Plastische Chirurgie Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe Orthopädie Schwarz Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Plastische Chirurgie Ophtalmologie



Rundkörper Nadel

Daclon Nylon

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper HR 20 mm		
SM9100120	EP 1 USP 5/0 75 cm schwarz	15,80 €
SM9150120	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	15,80 €
SM9200120	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	15,80 €
SM9300120	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	15,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM9300126	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	15,80 €
SM9350126	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	15,80 €
SM9400126	EP 4 USP 1 75 cm blau	15,90 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM9300130	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	15,80 €
SM9350130	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	15,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper HR 37 mm		
SM9300137	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	15,80 €
SM9350137	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	15,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM9300140	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	15,80 €
SM9350140	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	15,80 €
SM9400140	EP 4 USP 1 75 cm blau	15,90 €
SM9500140	EP 5 USP 2 75 cm blau	15,90 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 30 mm		
SM9350930	EP 3.5 USP 0 150 cm blau	16,50 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 35 mm		
SM9400935	EP 4 USP 1 150 cm blau	16,50 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 40 mm		
SM9350940	EP 3.5 USP 0 150 cm blau	16,50 €
SM9400940	EP 4 USP 1 150 cm blau	16,50 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 50 mm		
SM9400950	EP 4 USP 1 150 cm blau	20,30 €
SM9350950	EP 3,5 USP 1 150 cm blau	20,30 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis schneidend HS 17 mm		
SM9151417	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	19,80 €
SM9201417	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	19,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis schneidend HS 26 mm		
SM9201426	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	18,70 €
SM9301426	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	18,70 €
DACLON NYLON MONOFIL 1/2 Kreis schneidend HS 36 mm		
SM9351436	EP 3,5 USP 0 75 cm blau	18,70 €
SM9401436	EP 4 USP 1 75 cm blau	18,70 €



Daclon Nylon schneidende Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM9051512	EP 0.5 USP 7/0 45 cm schwarz	22,60 €
SM9071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm schwarz	20,70 €
SM9101512	EP 1 USP 5/0 45 cm schwarz	20,70 €
SM9151512	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	20,70 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM9071516	EP 0.7 USP 6/0 75 cm schwarz	20,70 €
SM9101516	EP 1 USP 5/0 75 cm schwarz	17,80 €
SM9151516	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	17,80 €
SM9201516	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM9101519	EP 1 USP 5/0 75 cm schwarz	17,80 €
SM9151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	17,80 €
SM9201519	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,80 €
SM9301519	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM9151524	EP 1.5 USP 4/0 75 cm blau	17,80 €
SM9201524	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,80 €
SM9301524	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,90 €
SM9351524	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	17,90 €
SM9401524	EP 4 USP 1 75 cm blau	18,00 €
SM9501524	EP 5 USP 2 90 cm blau	17,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 26 mm		
SM9201526	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,80 €
SM9301526	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,80 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 30 mm		
SM9201530	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,90 €
SM9301530	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,90 €
SM9351530	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	17,90 €
SM9401530	EP 4 USP 1 75 cm blau	18,00 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis schneidend DS 40 mm		
SM9301540	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,80 €
SM9351540	EP 3.5 USP 0 75 cm blau	17,90 €
SM9401540	EP 4 USP 1 75 cm blau	18,00 €
SM9501540	EP 5 USP 2 90 cm blau	18,00 €
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis INNEN schneidend		
SM9101716	NS 16 mm EP 1 USP 5/0 75 cm schwarz	21,10 €
SM9201726	NS 26 mm EP 2 USP 3/0 75 cm blau	21,10 €
SM9301730	NS 30 mm EP 3 USP 2/0 75 cm blau	21,10 €
SM9301740	NS 40 mm EP 3 USP 2/0 75 cm blau	21,10 €
DACLON NYLON MONOFIL gerade Nadel schneidend GS 60 mm		
SM9202160	EP 2 USP 3/0 75 cm blau	17,90 €
SM9302160	EP 3 USP 2/0 75 cm blau	17,90 €



EASY PASS

Daclon Nylon



- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste


Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
DACLON NYLON MONOFIL 3/8 KREIS EASY PASS schneidend DS 12 mm		
SM9071512P	EP 0.7 USP 6/0 50cm schwarz	26,90 €
SM9101512P	EP 1 USP 5/0 50 cm schwarz	26,90 €
SM9151512P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm blau	26,90 €



DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 16 mm		
SM9101516P	EP 1 USP 5/0 50 cm schwarz	24,90 €
SM9151516P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm blau	24,90 €



DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm		
SM9151519P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm blau	24,90 €
SM9201519P	EP 2 USP 3/0 50 cm blau	24,90 €
SM9301519P	EP 3 USP 2/0 50 cm blau	24,90 €

DACLON NYLON MONOFIL 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 24 mm		
SM9301524P	EP 3 USP 2/0 50 cm blau	24,90 €

Polyester

Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat
Beschichtung	Silikon, Teflon
Farbe	Grün
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar- es wird mit der Zeit vom Bindegewebe umhüllt.
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Unübertroffene Reißfestigkeit nicht resorbierbar Widerstandsfähig gegen wiederholtes Biegen Synthetisch Geflochtener Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt Anwendung in Herz / Gefäßchirurgie (Herzklappenprothesen) Minimale Gewebereaktion Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeefferkt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Herz / Gefäßchirurgie Ophtalmologie Orthopädie Viszeralchirurgie Geburtshilfe



Rundkörper Nadel Polyester



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
POLYESTER GRÜN 6 X 45 CM pro Folie (ohne Nadel)		
SM7200045	EP 2 USP 3/0	13,90 €
SM7300045	EP 3 USP 2/0	15,00 €
SM7350045	EP 3,5 USP 0	15,60 €
SM7400045	EP 4 USP 1	15,60 €
SM7500045	EP 5 USP 2	16,20 €


POLYESTER GRÜN		
SM7200015	EP 2 USP 3/0 150 cm	13,90 €



POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 16 mm		
SM7150116	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,90 €
SM7200116	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,90 €

POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 20 mm		
SM7200120	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,90 €


POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM7200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	18,10 €
SM7300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	18,10 €



POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM7300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	18,10 €
SM7350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,10 €

POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM7400140	EP 4 USP 1 75 cm	18,40 €
SM7500140	EP 5 USP 2 75 cm	18,80 €

POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper HR 50 mm		
SM7500150	EP 5 USP 2 75 cm	18,90 €



POLYESTER GRÜN 1/2 Kreis Rundkörper schneidende Spitze HRT 18 mm		
SM7150518	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	Trokarspitze 24,40 €
SM7200518	EP 2 USP 3/0 75 cm	Trokarspitze 24,40 €



POLYESTER GRÜN gerade Rundkörper Nadel GR 19 mm		
SM7152019	EP 1.5 USP 4/0 45 cm	17,90 €
SM7202019	EP 2 USP 3/0 50 cm	17,90 €

Seide geflochten schwarz



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Wachs, Silikon
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Mäßig
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe (durch enzymatische Hydrolyse in einem Zeitraum von 2 Jahren) der eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe folgt.
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar geflochtener und gedrehter Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichnete und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Ophtalmologie Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe



Seide geflochten schwarz

EASY PASS


- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 16 mm		
SM8101516P	EP 1 USP 5/0 50 cm	24,90 €
SM8151516P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm	24,90 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm		
SM8151519P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm	24,90 €
SM8201519P	EP 2 USP 3/0 50 cm	24,90 €



Faden

Seide geflochten schwarz






Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
Seide geflochten schwarz 150 cm		
SM8200015	EP 2 USP 3/0	15,00 €
SM8300015	EP 3 USP 2/0	15,00 €
SM8350015	EP 3.5 USP 0	15,00 €
SM8400015	EP 4 USP 1	15,60 €
SM8500015	EP 5 USP 2	16,20 €
Seide geflochten schwarz 17 x 45 cm pro Folie		
SM8150046	EP 1.5 USP 4/0	17,90 €
SM8200046	EP 2 USP 3/0	17,90 €
SM8300046	EP 3 USP 2/0	17,10 €
SM8350046	EP 3.5 USP 0	18,30 €
SM8400046	EP 4 USP 1	18,50 €
SM8500046	EP 5 USP 2	19,00 €




Seide geflochten schwarz Rundkörper Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 12 mm		
SM8070112	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	19,70 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 16 mm		
SM8070116	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	19,70 €
SM8100116	EP 1 USP 5/0 75 cm	17,00 €
SM8150116	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	16,60 €
SM8200116	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,60 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 20 mm		
SM8100120	EP 1 USP 5/0 45 cm	17,10 €
SM8150120	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	16,60 €
SM8200120	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,10 €
SM8300120	EP 3 USP 2/0 75 cm	16,10 €
SM8350120	EP 3.5 USP 0 75 cm	16,10 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM8150126	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	16,10 €
SM8200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,10 €
SM8300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	16,10 €
SM8350126	EP 3.5 USP 0 75 cm	16,90 €
SM8400126	EP 4 USP 1 75 cm	16,90 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM8200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,10 €
SM8300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	16,10 €
SM8350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	16,90 €
SM8400130	EP 4 USP 1 75 cm	16,90 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 37 mm		
SM8300137	EP 3 USP 2/0 75 cm	20,10 €
SM8350137	EP 3.5 USP 0 75 cm	16,90 €
SM8400137	EP 4 USP 1 75 cm	16,90 €
SM8500137	EP 5 USP 2 75 cm	16,90 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis Rundkörper schneidende Spitze DRT 18 mm		
SM8150418	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	18,00 €
SM8200418	EP 2 USP 3/0 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis Rundkörper schneidende Spitze HRT 18 mm		
SM8150518	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	18,00 €
SM8200518	EP 2 USP 3/0 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz gerade Nadel Rundkörper GR 40 mm		
SM8302040	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €



schneidende Nadel
Seide geflochten schwarz


Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM8051512	EP 0.5 USP 7/0 45 cm	21,10 €
SM8071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	21,10 €
SM8101512	EP 1 USP 5/0 45 cm	19,30 €
SM8151512	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	18,50 €
SM8201512	EP 2 USP 3/0 75 cm	18,50 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 14 mm		
SM8071514	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	19,80 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM8071516	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	19,80 €
SM8101516	EP 1 USP 5/0 75 cm	18,00 €
SM8151516	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,30 €
SM8201516	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,30 €
SM8301516	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM8071519	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	21,10 €
SM8101519	EP 1 USP 5/0 75 cm	19,30 €
SM8151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,30 €
SM8201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,30 €
SM8301519	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,00 €
SM8351519	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8401519	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM8101524	EP 1 USP 5/0 75 cm	18,00 €
SM8151524	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,30 €
SM8201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,30 €
SM8301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
SM8351524	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8401524	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 26 mm		
SM8201526	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,80 €
SM8301526	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,80 €





Seide geflochten schwarz schneidende Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 30 mm		
SM8101530	EP 1 USP 5/0 45 cm	18,00 €
SM8151530	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,30 €
SM8201530	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,70 €
SM8301530	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
SM8351530	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8401530	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 37 mm		
SM8201537	EP 2 USP 3/0 75 cm	16,70 €
SM8301537	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
SM8351537	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8401537	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
SM8501537	EP 5 USP 2 75 cm	19,20 €
SM8601537	EP 6 USP 3 75 cm	20,80 €
Seide geflochten schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 45 mm		
SM8301545	EP 3 USP 2/0 75 cm	18,00 €
SM8351545	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8401545	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
SM8501545	EP 5 USP 2 75 cm	18,00 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis schneidend HS 17 mm		
SM8151417	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	17,80 €
SM8201417	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,80 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis schneidend HS 26 mm		
SM8201426	EP 2 USP 3/0 75 cm	17,80 €
SM8301426	EP 2 USP 2/0 75 cm	17,80 €
Seide geflochten schwarz 1/2 Kreis schneidend HS 36 mm		
SM8351436	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,30 €
SM8401436	EP 4 USP 1 75 cm	18,30 €
Seide geflochten schwarz gerade Nadel schneidend GS 40 mm		
SM8302140	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
Seide geflochten schwarz gerade Nadel schneidend GS 60 mm		
SM8302160	EP 3 USP 2/0 75 cm	17,30 €
SM8352160	EP 3.5 USP 0 75 cm	18,00 €
SM8402160	EP 4 USP 1 75 cm	18,00 €
SM8502160	EP 5 USP 2 75 cm	18,90 €



Supramid schwarz






Typ	Gedrehtes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 / Mantel aus Polyamid 6
Beschichtung	Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar- es wird mit der Zeit von Bindegewebe umhüllt.
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar Gedrehter Fadenaufbau Zylindrisch beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit und Sicherheit Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Hautverschluss



Supramid schwarz

Rundkörper & schneidend

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SUPRAMID schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 16 mm		
SM4150116	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	20,30 €
SM4200116	EP 2 USP 3/0 75 cm	20,30 €
SUPRAMID schwarz 1/2 Kreis Rundkörper HR 20 mm		
SM4200120	EP 2 USP 3/0 45 cm	20,30 €
SUPRAMID schwarz 1/2 Kreis Rundkörper schneidende Spitze HRT 18 mm		
SM4150518	EP 1.5 USP 4/0 75 cm Trokarspitze	24,40 €
SM4200518	EP 2 USP 3/0 75 cm Trokarspitze	24,40 €
SUPRAMID schwarz 3/8 Kreis Rundkörper schneidende Spitze DRT 18 mm		
SM4150418	EP 1.5 USP 4/0 75 cm Trokarspitze	24,40 €
SM4200418	EP 2 USP 3/0 75 cm Trokarspitze	24,40 €
SUPRAMID schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM4151512	EP 1.5 USP 4/0 45 cm	21,90 €
SUPRAMID schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM4151516	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	21,70 €
SM4201516	EP 2 USP 3/0 75 cm	21,70 €
SUPRAMID schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM4151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	21,70 €
SM4201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	21,70 €
SM4301519	EP 3 USP 2/0 75 cm	21,70 €
SUPRAMID schwarz 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM4201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	21,60 €
SM4301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	21,60 €
SM4351524	EP 3,5 USP 0 75 cm	21,60 €
SUPRAMID schwarz 1/2 Kreis schneidend HS 17 mm		
SM4151417	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	21,90 €
SM4201417	EP 2 USP 3/0 75 cm	21,90 €




Hautklammergerät & Klammerentferner

SKIN Stapler & Remover

Produkt:

Einmal-Hautklammergerät mit 35 Klammern (SMZS35W)
Einmal-Klammerentferner (SMZSR)



ergonomisches und benutzerfreundliches Design

- ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld
- die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen



Anwendungsgebiet/ Produktbeschreibung:

Hautklammern und Einmal-Hautklammergerät **steril** und für den Gebrauch für jeweils einen Patienten bestimmt.

Indikationen:

Klammern sind zur Verwendung in der abdominalen, thorakalen, gynäkologischen und orthopädischen Chirurgie zum Verschluss der Haut bestimmt

Gebrauchsanweisung:



- greifen Sie die Wundkanten gleichmäßig nacheinander mit einem Instrument zur Wundadaptierung.
- platzieren sie die Zentrumsmarkierung in die Mitte zwischen die Wundkanten
- den Hebel mit gleichmäßigem, festem Druck vollständig schließen und dann freigeben.

- setzen Sie die untere Klemmbacke des Hautklammer-Entferners zwischen die Klammer und die Haut
- heben Sie den Hautklammer-Entferner erst, wenn Sie den Griff vollkommen durchgedrückt haben und entsorgen Sie die Klammer

- das Hautklammergerät enthält breite Klammern
- ursprüngliche Klammer (1)
- geformte Klammer (2)
- Varianten der geformten Klammer (3)


Wichtig:

Diese Gebrauchsanleitung wurde entworfen, um den Gebrauch des SMI Hautklammergeräts zu vereinfachen. Sie ist NICHT als allgemeine Beschreibung chirurgischer Klammerverfahren und -techniken sowie der damit verbundenen Komplikationen sind der medizinischen Fachliteratur zu entnehmen.

Achtung:

Achtung- Das Hautklammergerät ist in einem für scharfes Zubehör vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

Achtung- Den Hebel des Hautklammergerätes NICHT betätigen, wenn sich im Erfassungsbereich Gewebe befindet, das nicht geklammert werden soll. Dies könnte zu Verletzungen führen.





Hautklammergerät & Klammerentferner

Art. Nr.	Produkt	Preis/ VE
SMZD35W	35 St. Hautklammern mit Einmal-Hautklammergerät	10,00 €
SMZSR	1 St. Einmal-Klammerentferner	8,00 €
SMZS35W03	Set 3: 3 x je 35 St. Hautklammern mit je 3 St. Einmal-Hautklammergeräten	28,50 €
SMZS35W06	Set 6: 6 x je 35 St. Hautklammern mit je 6 St. Einmal-Hautklammergeräten	54,00 €
SMZS35W012	Set 12: 12 x je 35 St. Hautklammern mit je 12 St. Einmal-Hautklammergeräten	102,00 €
SMZS35W050	Set 50: 50 x je 35 St. Hautklammern mit je 50 St. Einmal-Hautklammergeräten	400,00 €
SMZS35W100	Set 100: 100 x je 35 St. Hautklammern mit je 100 St. Einmal-Hautklammergeräten	700,00 €



Knochenwachs

Produkt :	SMI Knochenwachs
Zusammensetzung:	80 % Bienenwachs 20 % Isopropyl Palminate
Anwendungsgebiet:	mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen
Verpackungseinheit:	eine Box enthält 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SMZ046	Knochenwachs - 80 % Bienenwachs/ 20 % Isopropyl Palminate zur mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt	29,00 €

SurgiSeal™- Wundkleber

SurgiSeal™ topischer Hautkleber bietet neben den Vorteilen von traditionellem Hautkleber weitere Vorteile:

Hoch feste 2-Octyl-Cyanoacrylat Formel

SurgiSeal™ basiert auf einer 2-Octyl-Cyanoacrylat Formel, die eine höhere Reißfestigkeit und breitere Anwendungsgebiete im medizinischen Bereich bietet als 2-Butyl-Cyanoacrylate.

Octyflex™ Technologie

Sorgt für erhöhte Elastizität und erhöhten Patientenkomfort und hilft dabei, die Integrität des Klebers zu bewahren um frühzeitiges Verschorfen der Wunde zu verhindern.

Mikrobielle Barriere und wasserdichter Schutz

Schützt die Wunde vor Bakterien und Wasser, reduziert das Infektionsrisiko und erlaubt es, dem Patienten direkt nach der Operation zu duschen und mit Wasser in Kontakt zu kommen.

Optimale Viskosität

Nicht flüssig und nicht fest, bietet SurgiSeal™ genau die richtige Konsistenz, um effektiv und effizient arbeiten zu können.

Postoperative Pflege

Ergänzend zum Wundverschluss bietet SurgiSeal™, viele postoperative Vorteile:

Mikrobieller Schutz

SurgiSeal™ baut eine schützende Barriere auf, die Bakterien daran hindert in die Wunde zu gelangen und reduziert so das Risiko einer Infektion.

Wasserdichter Schutz

SurgiSeal™ ist direkt nach der Anwendung wasserdicht. Duschen am selben Tag ist problemlos möglich.

Kosmetische Resultate

Klinische Studien haben gezeigt, dass 2-Octyl-Cyanoacrylate bei Anwendung über klassischen Nähten, Narben an den Einstichpunkten verhindern.

Höhere Atmungsaktivität

SurgiSeal™ weist mehr als doppelt so hohe Moisture Vapor Transmission Rates auf wie der führende Wettbewerber, was die Wundheilung vereinfacht.



SurgiSeal™ Anwendung



Den Applikator über den Schwamm knicken bis zum Knackgeräusch



Den Applikator mit dem Schwamm nach unten halten. Pressen ist nicht notwendig bei normaler Applikation



Die Wunde zusammenhalten und in zwei Lagen auftragen. 30 Sekunden Trockenzeit zwischen dem Auftragen der beiden Lagen einhalten

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Applikatoren
S1000	SurgiSeal™ Wundkleber - Topical Skin Adhesive PZN-Nr. 7798716	89,60 €

Versandbedingungen

*Nahtmaterial und Knochenwachs
versandkostenfrei ab 2 Boxen á 12 Stück*

*alle anderen Produkte
zzgl. 5,00 Versandkosten
ab 125,00 € Warenwert versandkostenfrei*

*alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich
zzgl. gesetzl. MwSt.*

*Lieferbedingungen gemäß omega Geschäftsbedingungen
AGB´s nachzulesen unter www.omega-medical.de*

Kontakt

*omega medical GmbH
Nußbaumstr. 9
D-87730 Bad Grönenbach*

*Tel.: 08334 - 259 91 - 0
Fax: 08334 - 259 91 - 22*

*Email: info@omega-medical.de
online Shop: www.omega-medical.de*