




## OP-Handschuhe

### Expert Plus steril, ungepudert



<b>Material</b>	Hochwertiges Naturlatex Innenbeschichtung in spezieller „Wet-Grip“ Technologie		
<b>Produkteigenschaft</b>	Steril ungepudert		
<b>Proteingehalt</b>	< 30 µg /g		
<b>Maße</b>	Länge 300 m ± 5 mm		
<b>Materialstärke</b>	0,23 mm (Handfläche)		
<b>Physikalische Eigenschaften</b>	Parameter:	vor der Alterung:	nach der Alterung:
	Zugfestigkeit	24,0 min.	18,0 min.
	Reißpunkt	Min. 900	Min. 800
<b>Design</b>	Handspezifisch		
<b>Manschetten</b>	Rollrand		
<b>Oberfläche</b>	mikrogeraut		
<b>Herstellung</b>	nach DIN EN 556 entspricht ASTM D 3577 und EN 455 Teil 1-3		
<b>Qualitätssicherung</b>	Das Produktionsverfahren erfüllt die Anforderung der US FDA Quality System Regulation (QSR) und EN ISO 13485/EN ISO 9001		
<b>Größen</b>	6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0		
<b>Verpackung</b>	1 Paar Handschuhe je Peelpack 50 Paar je Spenderbox 6 Spenderboxen pro Karton		
<b>Hinweis</b>	„Expert Plus“ OP-Handschuhe sind innerhalb von 5 Jahren nach Sterilisationsdatum zu verwenden		