



*„ Unser Anspruch ist die signifikante Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit unserer Kunden.*

Wir verkürzen Prozessschritte und Beschaffungswege.

*omega bringt die Produkte direkt
vom Original-Hersteller zum Kunden.“*

Resorbierbares Nahtmaterial

Produktkatalog 2011/7

Resorbierbares Nahtmaterial

Multifilament



Polyglactin 910



PGA Polyglykolsäure



Rapid Polyglykolsäure

Monofilament



Monofast Polyglecapron



Monofilament Polydioxanon

Fadenkunde

Einheit für Fadenstärke : **USP** — Masseinheit aus Amerika - oft verwendet zur Beschreibung
EP — Masseinheit aus Europa
 beide auf jedem Nahtmaterialpäckchen

Größen:

USP

EP

7/0
6/0
5/0
4/0
3/0
 2/0
 0
 1
 2



**USP je größer die Zahl ist,
 desto DÜNNER ist der Faden**


0.5
0.7
1
1.5
2
 3
 3.5
 4
 5




**EP je größer die Zahl ist,
 desto DICKER ist der Faden**




Nadelvarianten




GR GS gerade Nadel




HR GR JR
runder Körper spitz zulaufend




HRT DRT JRT
runder Körper mit einer dreieckig zulaufenden Spitze



DS HS GS
dreieckiger Körper mit einer außen schneidenden Kante



NS
dreieckiger Körper mit einer innen schneidenden Kante



P
EASY PASS Nadel
dreieckiger Körper mit zwei schneidenden Seiten an der Nadelspitze
Dünnere und schärfer → Gleitet noch weicher durch das Gewebe


EASY PASS Nadel

- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff | Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen |
| ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl | Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit |
| ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik | Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen |



40 - 50 % verbesserte Penetrationseigenschaften im Vergleich zur Standard Nadel

Anwendungsgebiete

Dermatologie
 MKG-Chirurgie
 Kosmetische und plastische Chirurgie
 Allgemeine Chirurgie

EASY PASS für diese Nahtmaterialien



Surgicryl 910 Polyglactin



Typ	Geflochtenen und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910 aus Copolymer aus 90% Glycolid
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalciumstearat (<1%)
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 21 Tagen.
Wundhalt	Etwa 30 Tage
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Geflochtener Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Ausgezeichnete Handhabung Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeefferkt Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Minimale Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe Plastische Chirurgie Urologie Ophtalmologie Orthopädie

Faden

Surgicryl 910 Polyglactin



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Folien
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 150 cm		
SM15200015	EP 2 USP 3/0	31,00 €
SM15300015	EP 3 USP 2/0	33,80 €
SM15350015	EP 3.5 USP 0	36,00 €
SM15400015	EP 4 USP 1	42,30 €
SM15500015	EP 5 USP 2	44,80 €

Surgicryl 910 Polyglactin 12 x 45 cm / Folie		
SM15200045	EP 2 USP 3/0	100,00 €
SM15300045	EP 3 USP 2/0	109,00 €
SM15350045	EP 3.5 USP 0	121,00 €
SM15400045	EP 4 USP 1	131,00 €


SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 250 cm LIGAPACK		
SM15200025	EP 2 USP 3/0	35,30 €
SM15300025	EP 3 USP 2/0	37,80 €
SM15350025	EP 3.5 USP 0	39,60 €
SM15400025	EP 4 USP 1	53,40 €



Surgicryl 910 Polyglactin

Rundkörper Nadel


Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 13 mm		
SM15070113	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	41,30 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 17 mm		
SM15100117	EP 1 USP 5/0 75 cm	37,10 €
SM15150117	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	37,10 €
SM15200117	EP 2 USP 3/0 75 cm	35,30 €
SM15300117	EP 3 USP 2/0 75 cm	35,30 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 22 mm		
SM15150122	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	37,60 €
SM15200122	EP 2 USP 3/0 75 cm	35,30 €
SM15300122	EP 3 USP 2/0 75 cm	35,30 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM15150126	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	39,60 €
SM15200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	37,10 €
SM15300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,60 €
SM15350126	EP 3.5 USP 0 75 cm	39,60 €
SM15400126	EP 4 USP 1 75 cm	39,60 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM15200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	35,30 €
SM15300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	35,30 €
SM15350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	39,60 €
SM15400130	EP 4 USP 1 75 cm	38,80 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 36 mm		
SM15200136	EP 2 USP 3/0 75 cm	35,30 €
SM15300136	EP 3 USP 2/0 75 cm	37,80 €
SM15350136	EP 3.5 USP 0 90 cm	37,80 €
SM15400136	EP 4 USP 1 90 cm	37,80 €
SM15500136	EP 5 USP 2 90 cm	37,80 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM15300140	EP 3 USP 2/0 75 cm	37,80 €
SM15350140	EP 3.5 USP 0 90 cm	37,80 €
SM15400140	EP 4 USP 1 90 cm	37,80 €
SM15500140	EP 5 USP 2 90 cm	37,80 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 45 mm		
SM15500145	EP 5 USP 2 90 cm	47,80 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 1/2 Kreis Rundkörper HR 48 mm		
SM15350148	EP 3.5 USP 0 90 cm	47,20 €
SM15400148	EP 4 USP 1 90 cm	47,80 €
SM15500148	EP 5 USP 2 90 cm	47,20 €



schneidende Nadel Surgicryl 910 Polyglactin



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM15071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	41,30 €
SM15101512	EP 1 USP 5/0 45 cm	37,10 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM15101519	EP 1 USP 5/0 75 cm	37,10 €
SM15151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	37,60 €
SM15201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	36,30 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM15201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	36,30 €
SM15301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	36,30 €
SM15351524	EP 3.5 USP 0 75 cm	40,60 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 26 mm		
SM15201526	EP 2 USP 3/0 75 cm	36,30 €
SM15301526	EP 3 USP 2/0 75 cm	36,30 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 30 mm		
SM15301530	EP 3 USP 2/0 75 cm	36,30 €
SM15351530	EP 3.5 USP 0 75 cm	40,60 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 36 mm		
SM15351536	EP 3.5 USP 0 75 cm	40,60 €
SM15401536	EP 4 USP 1 75 cm	40,60 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend DS 40 mm		
SM15351540	EP 3.5 USP 0 75 cm	40,60 €
SM15401540	EP 4 USP 1 75 cm	40,60 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend HS 36 mm		
SM15301436	EP 3 USP 2/0 75 cm	46,90 €
SM15351436	EP 3,5 USP 0 90 cm	46,90 €
SM15401436	EP 4 USP 1 90 cm	46,90 €
SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 3/8 Kreis schneidend HS 40 mm		
SM15401440	EP 4 USP 1 90 cm	54,60 €
SM15501440	EP 5 USP 2 90 cm	55,20 €



Surgicryl PGA Polyglykolsäure



Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycaprolacton und Kalziumstereat (1%)
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 21 Tagen.
Wundhalt	Etwa 30 Tage
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Geflochtener Fadenaufbau Gedrehter Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Ausgezeichnete Handhabung Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Minimale Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe Plastische Chirurgie Urologie Ophtalmologie Orthopädie

Faden
Surgicryl PGA Polyglykolsäure



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Folien
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 150 cm		
SM11200015	EP 2 USP 3/0	33,40 €
SM11300015	EP 3 USP 2/0	35,70 €
SM11350015	EP 3.5 USP 0	38,00 €
SM11400015	EP 4 USP 1	37,60 €
SM11500015	EP 5 USP 2	45,50 €
SM11600015	EP 6 USP 3&4	47,30 €
SM11700015	EP 7 USP 5	47,80 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOSÄURE 250 cm LIGAPACK		
SM11200025	EP 2 USP 3/0	40,30 €
SM11300025	EP 3 USP 2/0	42,60 €
SM11350025	EP 3.5 USP 0	44,90 €
SM11400025	EP 4 USP 1	50,10 €
SM11500025	EP 5 USP 2	56,40 €
SM11600025	EP 6 USP 3&4	56,40 €
SM11700025	EP 7 USP 5	56,40 €
SM11800025	EP 8 USP 6	61,20 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 12 x 45 cm/ Folie		
SM11200045	EP 2 USP 3/0	89,90 €
SM11300045	EP 3 USP 2/0	98,00 €
SM11350045	EP 3.5 USP 0	107,20 €
SM11400045	EP 4 USP 1	111,30 €
SM11500045	EP 5 USP 2	116,20 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3 x 50 cm/ Folie		
SM11200050	EP 2 USP 3/0	33,40 €
SM11300050	EP 3 USP 2/0	35,70 €
SM11350050	EP 3.5 USP 0	34,00 €
SM11400050	EP 4 USP 1	38,60 €
SM11500050	EP 5 USP 2	45,50 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 5 x 70 cm/ Folie		
SM11200070	EP 2 USP 3/0	63,60 €
SM11300070	EP 3 USP 2/0	69,30 €
SM11350070	EP 3.5 USP 0	76,50 €
SM11400070	EP 4 USP 1	80,60 €
SM11500070	EP 5 USP 2	84,30 €



Surgicryl PGA Polyglykolsäure

Rundkörper Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 13 mm		
SM11070113	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	41,30 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 17 mm		
SM11100117	EP 1 USP 5/0 75 cm	34,30 €
SM11150117	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	34,30 €
SM11200117	EP 2 USP 3/0 75 cm	34,30 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 22 mm		
SM11150122	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	34,80 €
SM11200122	EP 2 USP 3/0 75 cm	32,70 €
SM11300122	EP 3 USP 2/0 75 cm	32,70 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM11200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	34,30 €
SM11300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	36,70 €
SM11350126	EP 3.5 USP 0 75 cm	36,70 €
SM11400126	EP 4 USP 1 75 cm	36,70 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM11200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	36,70 €
SM11300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	36,70 €
SM11350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	36,70 €
SM11400130	EP 4 USP 1 75 cm	35,90 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 36 mm		
SM11200136	EP 2 USP 3/0 75 cm	36,70 €
SM11300136	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,00 €
SM11350136	EP 3.5 USP 0 90 cm	35,00 €
SM11400136	EP 4 USP 1 90 cm	35,00 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM11300140	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,00 €
SM11350140	EP 3.5 USP 0 90 cm	35,00 €
SM11400140	EP 4 USP 1 90 cm	35,00 €
SM11500140	EP 5 USP 2 90 cm	35,00 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis Rundkörper HR 48 mm		
SM11300148	EP 3 USP 2/0 75 cm	41,90 €
SM11350148	EP 3.5 USP 0 90 cm	43,70 €
SM11400148	EP 4 USP 1 90 cm	43,70 €
SM11500148	EP 5 USP 2 90 cm	43,70 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 5/8 Kreis Rundkörper FR 27 mm		
SM11200327	EP 2 USP 3/0 75 cm	40,70 €
SM11300327	EP 3 USP 2/0 75 cm	40,70 €



schneidende Nadel Surgicryl PGA Polyglykolsäure

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis schneidend HS 36 mm		
SM11401436	EP 4 USP 1 90 cm	37,60 €
SM11501436	EP 5 USP 2 90 cm	41,10 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis schneidend HS 40 mm		
SM11351440	EP 3.5 USP 0 90 cm	41,60 €
SM11401440	EP 4 USP 1 90 cm	37,60 €
SM11501440	EP 5 USP 2 90 cm	41,10 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 1/2 Kreis schneidend HS 48 mm		
SM11401448	EP 4 USP 1 90 cm	37,60 €
SM11501448	EP 5 USP 2 90 cm	41,10 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM11071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	38,20 €
SM11071512U	EP 0.7 USP 6/0 45 cm ungefärbt	39,70 €
SM11101512	EP 1 USP 5/0 45 cm	34,30 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM11101516	EP 1 USP 5/0 75 cm	34,20 €
SM11101516U	EP 1 USP 5/0 75 cm ungefärbt	35,60 €
SM11151516	EP 1.5 USP 4/0 45 cm	34,20 €
SM11151516U	EP 1.5 USP 4/0 75 cm ungefärbt	35,60 €
SM11201516	EP 2 USP 3/0 75 cm	33,60 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM11101519	EP 1 USP 5/0 75 cm	34,30 €
SM11151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	34,80 €
SM11151519U	EP 1.5 USP 4/0 75 cm ungefärbt	36,30 €
SM11201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	33,60 €
SM11201519U	EP 2 USP 3/0 75 cm ungefärbt	34,30 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM11201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	33,60 €
SM11201524U	EP 2 USP 3/0 75 cm ungefärbt	35,10 €
SM11301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	33,60 €
SM11301524U	EP 3 USP 2/0 75 cm ungefärbt	35,10 €
SM11351524	EP 3.5 USP 0 75 cm	37,60 €



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL PGA POLYGLYKOSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 30 mm		
SM11201530	EP 2 USP 3/0 75 cm	33,60 €
SM11301530	EP 3 USP 2/0 75 cm	33,60 €
SM11301530U	EP 3 USP 2/0 75 cm ungefärbt	35,10 €
SM11351530	EP 3.5 USP 0 75 cm	37,60 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 36 mm		
SM11301536	EP 3 USP 2/0 75 cm	33,60 €
SM11351536	EP 3.5 USP 0 75 cm	37,60 €
SM11401536	EP 4 USP 1 75 cm	38,20 €
SM11501536	EP 5 USP 2 75 cm	39,40 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis schneidend DS 40 mm		
SM11351540	EP 3.5 USP 0 75 cm	37,60 €
SM11401540	EP 4 USP 1 75 cm	37,60 €
SURGICRYL POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis INNEN schneidend NS 16 mm		
SM11101716	EP 1 USP 5/0 45 cm	35,20 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE J-Nadel Rundkörper JR 36 mm		
SM11303036	EP 3 USP 2/0 75 cm	37,20 €
SM11350136	EP 3,5 USP 0 75 cm	37,20 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE J-Nadel Rundkörper schneidende Spitze Trokar JRT 31 mm		
SM11403131	EP 4 USP 1 75 cm	37,20 €
SURGICRYL PGA POLYGLYKOSÄURE gerade schneidende Nadel GS 60 mm		
SM11202160	EP 2 USP 3/0 75 cm	33,10 €
SM11302160	EP 3 USP 2/0 75 cm	33,10 €



EASY PASS

Surgicryl PGA Polyglykolsäure



- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste

Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
----------	---------	--------------------------

SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 12 mm

SM11071512UP	EP 0.7 USP 6/0 50 cm ungefärbt	46,90 €
SM11101512UP	EP 1 USP 5/0 50 cm ungefärbt	46,90 €
SM11151512UP	EP 1.5 USP 4/0 50 cm ungefärbt	46,90 €

SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 16 mm

SM11151516UP	EP 1.5 USP 4/0 50 cm ungefärbt	44,90 €
--------------	--------------------------------	---------

SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm

SM11151519UP	EP 1.5 USP 4/0 50 cm ungefärbt	44,90 €
SM11201519UP	EP 2 USP 3/0 50 cm ungefärbt	44,90 €





Surgicryl Rapid



Typ	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Polyglykolsäure
Beschichtung	Polycarprolacton und Kalciumstereat (1%)
Farbe	Beige-ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 7 Tagen.
Wundhalt	Etwa 20 Tage
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Geflochtener Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Schnelle Substanzresorption Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeefferkt Gewebezug und Trauma Gute Knoteneigenschaften / Regulierbarkeit Minimale Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Nur oberflächliche Weichteiladaption von Haut und Schleimhaut Plastische Chirurgie Geburtshilfe (Episiotomie) Gynäkologie Urologie (Beschneidung) Ophtalmologie (Bindehaut) Kinderchirurgie

Faden

Surgicryl Rapid




Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box
SURGICRYL RAPID 150 cm		
SM14200015	EP 2 USP 3/0	41,90 €
SM14300015	EP 3 USP 2/0	42,30 €
SM14350015	EP 3.5 USP 0	42,60 €
SM14400015	EP 4 USP 1	42,60 €
SM14500015	EP 5 USP 2	43,80 €
SM14600015	EP 6 USP 3&4	44,30 €



Surgicryl Rapid

Rundkörper Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 17 mm		
SM14100117	EP 1 USP 5/0 75 cm	39,60 €
SM14150117	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	39,60 €
SM14200117	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,60 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 22 mm		
SM14150122	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	39,20 €
SM14200122	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,40 €
SM14300122	EP 3 USP 2/0 75 cm	41,20 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM14200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,30 €
SM14300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,40 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM14200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,40 €
SM14300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,70 €
SM14350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	39,90 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 36 mm		
SM14300136	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,50 €
SM14350136	EP 3.5 USP 0 75 cm	40,20 €
SM14400136	EP 4 USP 1 75 cm	40,60 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM14300140	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,90 €
SM14350140	EP 3.5 USP 0 90 cm	40,30 €
SM14400140	EP 4 USP 1 90 cm	40,60 €
SM14500140	EP 5 USP 2 90 cm	40,60 €
SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper HR 48 mm		
SM14350148	EP 3.5 USP 0 90 cm	40,30 €
SM14400148	EP 4 USP 1 90 cm	41,40 €
SM14500148	EP 5 USP 2 90 cm	42,70 €




schneidende Nadel Surgicryl Rapid



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
	SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis schneidend HS 17mm	
SM14151417	EP 1,5 USP 4/0 45 cm	49,40 €
SM14201417	EP 2 USP 3/0 45 cm	49,40 €



SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM14071512	EP 0,7 USP 6/0 75 cm	39,60 €
SM14101512	EP 1 USP 5/0 75 cm	39,60 €
SM14151512	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	39,60 €




SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis schneidend DS 16mm		
SM14201516	EP 2 USP 3/0 45 cm	39,60 €

SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM14151519	EP 1.5 USP 4/0 45 cm	39,60 €
SM14201519	EP 2 USP 3/0 45 cm	39,60 €

SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM14201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,90 €
SM14301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,90 €

SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis schneidend DS 26 mm		
SM14201526	EP 2 USP 3/0 75 cm	39,90 €
SM14301526	EP 3 USP 2/0 75 cm	39,90 €



SURGICRYL RAPID 1/2 Kreis Rundkörper schneidende Spitze HRT						
SM14350526	EP 3.5	USP 0	75 cm	HRT 26 mm	Trokarspitze	49,00 €
SM14300536	EP 3	USP 2/0	90 cm	HRT 36 mm	Trokarspitze	49,00 €
SM14350536	EP 3.5	USP 0	90 cm	HRT 26 mm	Trokarspitze	49,00 €

SURGICRYL RAPID 3/8 Kreis Rundkörper schneidende Spitze DRT 16 mm					
SM14200416	EP 2	USP 3/0	75 cm	Trokarspitze	49,00 €



SURGICRYL RAPID gerade schneidende Nadel GS 60 mm				
SM11202160	EP 2	USP 3/0	75 cm	49,00 €



Surgicryl Rapid

EASY PASS


- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff
Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl
Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik
Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL RAPID PGA POLYGLYCOLSÄURE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 12 mm		
SM14071512P	EP 0.7 USP 6/0 50 cm ungefärbt	46,90 €
SM14101512P	EP 1 USP 5/0 50 cm ungefärbt	46,90 €
SM14151512P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm ungefärbt	46,90 €
SURGICRYL RAPID PGA POLYGLYCOLSÄURE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm		
SM14151519P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm ungefärbt	44,90 €
SM14201519P	EP 2 USP 3/0 50 cm ungefärbt	44,90 €




Surgicryl Monofast



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polyglecapron 25 , ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% ε-Caprolacton
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett / Beige-ungefärbt
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 120 Tagen. Ca. 60 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 7 Tagen.
Wundhalt	Etwa 20 Tage
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser Biessamkeit und Geschmeidigkeit Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knoteneigenschaften Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Plastische Operationen Viszeralchirurgie Gynäkologie Urologie



Surgicryl Monofast Faden & Rundkörper Nadel



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE LIGAPACK		
SM16500012	EP 5 USP 2 120 cm violett	35,30 €
SM16500015	EP 5 USP 2 150 cm violett	36,80 €
SM16500025	EP 5 USP 2 250 cm violett	59,40 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 13mm		
SM16070113	EP 0.7 USP 6/0 45 cm violett	43,80 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 17mm		
SM16100117	EP 1 USP 5/0 45 cm violett	44,80 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 22 mm		
SM16150122	EP 1.5 USP 4/0 75 cm violett	45,80 €
SM16200122	EP 2 USP 3/0 75 cm violett	47,10 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM16200126	EP 2 USP 3/0 75 cm violett	46,10 €
SM16300126	EP 3 USP 2/0 75 cm violett	46,80 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM16200130	EP 2 USP 3/0 75 cm violett	49,00 €
SM16300130	EP 3 USP 2/0 75 cm violett	49,80 €
SM16350130	EP 3.5 USP 0 75 cm violett	52,50 €


SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 36 mm		
SM16300136	EP 3 USP 2/0 75 cm violett	49,00 €
SM16350136	EP 3.5 USP 0 90 cm violett	51,40 €
SM16400136	EP 4 USP 1 90 cm violett	53,20 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM16300140	EP 3 USP 2/0 75 cm violett	49,50 €
SM16350140	EP 3.5 USP 0 90 cm violett	53,50 €
SM16400140	EP 4 USP 1 90 cm violett	53,50 €

SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 1/2 Kreis Rundkörper HR 48 mm		
SM16350148	EP 3.5 USP 0 90 cm violett	53,60 €
SM16400148	EP 4 USP 1 90 cm violett	53,60 €

schneidende Nadel

Surgicryl Monofast



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM16071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm ungefärbt	46,10 €
SM16101512	EP 1 USP 5/0 45 cm ungefärbt	43,40 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis schneidend DS 16 mm		
SM16151516	EP 1.5 USP 4/0 75 cm ungefärbt	46,20 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM16101519	EP 1 USP 5/0 45 cm ungefärbt	44,20 €
SM16151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm ungefärbt	48,90 €
SM16201519	EP 2 USP 3/0 75 cm ungefärbt	48,90 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM16201524	EP 2 USP 3/0 75 cm ungefärbt	44,90 €
SM16301524	EP 3 USP 2/0 75 cm ungefärbt	44,90 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis schneidend DS 26 mm		
SM16151526	EP 1.5 USP 4/0 75 cm ungefärbt	44,90 €
SM16201526	EP 2 USP 3/0 75 cm ungefärbt	44,90 €
SM16301526	EP 3 USP 2/0 75 cm ungefärbt	44,90 €



Surgicryl Monofast **EASY PASS**


- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 12 mm		
SM16071512P	EP 0.7 USP 6/0 50 cm	49,90 €
SM16101512P	EP 1 USP 5/0 50 cm	49,90 €
SM16151512P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm	49,90 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 16 mm		
SM16101516P	EP 1 USP 5/0 50 cm	51,90 €
SM16151516P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm	51,90 €
SURGICRYL MONOFAST POLYGLECAPRONE 3/8 Kreis EASY PASS schneidend DS 19 mm		
SM16151519P	EP 1.5 USP 4/0 50 cm	51,90 €
SM16201519P	EP 2 USP 3/0 50 cm	51,90 €




Surgicryl Monofilament



Typ	Monofilament
Zusammensetzung	Polydioxanon, ein Polymer aus Poly(p-dioxanon)
Beschichtung	Keine
Farbe	Violett
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 180 bis 210 Tagen. Ca. 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 28 bis 42 Tagen.
Wundhalt	Etwa 60 Tage
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe und dauerhafte Reißfestigkeit Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser Biegsamkeit und Geschmeidigkeit Luftdichte Verpackung
Vorteile	Hervorragende Reißfestigkeit für eine verlängerte Wundunterstützung Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichgewebe Allgemeine Chirurgie Viszeralchirurgie Ophtalmologie Orthopädie Bauchdeckenverschluss Gynäkologie Plastische Chirurgie Urologie

Surgicryl Monofilament Faden & Rundkörper Nadel

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box à 12 Stück
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON LIGAPACK 150 cm		
SM13500015	EP 5 USP 2	41,30 €
SM16500015	EP 6 USP 3&4	43,70 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 13 mm		
SM13070113	EP 0.7 USP 6/0 75 cm	40,80 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 17mm		
SM13100117	EP 1 USP 5/0 75 cm	41,30 €
SM13150117	EP 1,5 USP 4/0 75 cm	43,70 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 22 mm		
SM13150122	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	45,60 €
SM13200122	EP 2 USP 3/0 75 cm	46,90 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 26 mm		
SM13200126	EP 2 USP 3/0 75 cm	45,90 €
SM13300126	EP 3 USP 2/0 75 cm	46,80 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 30 mm		
SM13200130	EP 2 USP 3/0 75 cm	47,00 €
SM13300130	EP 3 USP 2/0 75 cm	47,60 €
SM13350130	EP 3.5 USP 0 75 cm	50,90 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 36 mm		
SM13300136	EP 3 USP 2/0 75 cm	47,40 €
SM13350136	EP 3.5 USP 0 90 cm	51,10 €
SM13400136	EP 4 USP 1 90 cm	51,10 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 40 mm		
SM13300140	EP 3 USP 2/0 75 cm	51,10 €
SM13350140	EP 3.5 USP 0 90 cm	51,10 €
SM13400140	EP 4 USP 1 90 cm	51,10 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper HR 48 mm		
SM13350148	EP 3.5 USP 0 90 cm	51,20 €
SM13400148	EP 4 USP 1 90 cm	51,30 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 40 mm		
SM13350940	EP 3.5 USP 0 150 cm	96,60 €
SM13400940	EP 4 USP 1 150 cm	99,60 €
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis Rundkörper loop HR 50 mm		
SM13350950	EP 3.5 USP 0 150 cm	96,60 €
SM13400950	EP 4 USP 1 150 cm	99,50 €




schneidende Nadel Surgicryl Monofilament



Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 3/8 Kreis schneidend DS 12 mm		
SM13071512	EP 0.7 USP 6/0 45 cm	45,80 €
SM13101512	EP 1 USP 5/0 45 cm	45,80 €



SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 3/8 Kreis schneidend DS 19 mm		
SM13101519	EP 1 USP 5/0 45 cm	45,80 €
SM13151519	EP 1.5 USP 4/0 75 cm	47,80 €
SM13201519	EP 2 USP 3/0 75 cm	49,00 €



SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 3/8 Kreis schneidend DS 24 mm		
SM13201524	EP 2 USP 3/0 75 cm	49,00 €
SM13301524	EP 3 USP 2/0 75 cm	50,70 €
SM13351524	EP 3.5 USP 0 75 cm	52,40 €



SURGICRYL MONOFILAMENT PDO POLYDIOXANON 1/2 Kreis schneidend HS 36 mm		
SM13301436	EP 3 USP 2/0 75 cm	46,30 €
SM13351436	EP 3,5 USP 0 75 cm	46,90 €
SM13401436	EP 4 USP 1 75 cm	46,90 €




Hautklammergerät & Klammerentferner

SKIN Stapler & Remover

Produkt:

Einmal-Hautklammergerät mit 35 Klammern (SMZS35W)
Einmal-Klammerentferner (SMZSR)



ergonomisches und benutzerfreundliches Design

- ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld
- die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen



Anwendungsgebiet/ Produktbeschreibung:

Hautklammern und Einmal-Hautklammergerät **steril** und für den Gebrauch für jeweils einen Patienten bestimmt.

Indikationen:

Klammern sind zur Verwendung in der abdominalen, thorakalen, gynäkologischen und orthopädischen Chirurgie zum Verschluss der Haut bestimmt

Gebrauchsanweisung:



- greifen Sie die Wundkanten gleichmäßig nacheinander mit einem Instrument zur Wundadaptierung.
- platzieren sie die Zentrumsmarkierung in die Mitte zwischen die Wundkanten
- den Hebel mit gleichmäßigem, festem Druck vollständig schließen und dann freigeben.

- setzen Sie die untere Klemmbacke des Hautklammer-Entferners zwischen die Klammer und die Haut
- heben Sie den Hautklammer-Entferner erst, wenn Sie den Griff vollkommen durchgedrückt haben und entsorgen Sie die Klammer

- das Hautklammergerät enthält breite Klammern
- ursprüngliche Klammer (1)
- geformte Klammer (2)
- Varianten der geformten Klammer (3)


Wichtig:

Diese Gebrauchsanleitung wurde entworfen, um den Gebrauch des SMI Hautklammergeräts zu vereinfachen. Sie ist NICHT als allgemeine Beschreibung chirurgischer Klammerverfahren und und-techniken sowie der damit verbundenen Komplikationen sind der medizinischen Fachliteratur zu entnehmen.

Achtung:

Achtung- Das Hautklammergerät ist in einem für scharfes Zubehör vorgesehenen Behälter zu entsorgen.

Achtung- Den Hebel des Hautklammergerätes NICHT betätigen, wenn sich im Erfassungsbereich Gewebe befindet, das nicht geklammert werden soll. Dies könnte zu Verletzungen führen.



Hautklammergerät & Klammerentferner



Art. Nr.	Produkt	Preis/ VE
SMZD35W	35 St. Hautklammern mit Einmal-Hautklammergerät	10,00 €
SMZSR	1 St. Einmal-Klammerentferner	8,00 €
SMZS35W03	Set 3: 3 x je 35 St. Hautklammern mit je 3 St. Einmal-Hautklammergeräten	28,50 €
SMZS35W06	Set 6: 6 x je 35 St. Hautklammern mit je 6 St. Einmal-Hautklammergeräten	54,00 €
SMZS35W012	Set 12: 12 x je 35 St. Hautklammern mit je 12 St. Einmal-Hautklammergeräten	102,00 €
SMZS35W050	Set 50: 50 x je 35 St. Hautklammern mit je 50 St. Einmal-Hautklammergeräten	400,00 €
SMZS35W100	Set 100: 100 x je 35 St. Hautklammern mit je 100 St. Einmal-Hautklammergeräten	700,00 €

Knochenwachs



Produkt :	SMI Knochenwachs
Zusammensetzung:	80 % Bienenwachs 20 % Isopropyl Palminate
Anwendungsgebiet:	mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen
Verpackungseinheit:	eine Box enthält 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Stück
SMZ046	Knochenwachs - 80 % Bienenwachs/ 20 % Isopropyl Palminate zur mechanischen Blutstillung bei Knochenverletzungen 12 x 2,5 gr. einzeln steril verpackt	29,00 €



SurgiSeal™- Wundkleber

SurgiSeal™ topischer Hautkleber bietet neben den Vorteilen von traditionellem Hautkleber weitere Vorteile:

Hoch feste 2-Octyl-Cyanoacrylat Formel

SurgiSeal™ basiert auf einer 2-Octyl-Cyanoacrylat Formel, die eine höhere Reißfestigkeit und breitere Anwendungsgebiete im medizinischen Bereich bietet als 2-Butyl-Cyanoacrylate.

Octyflex™ Technologie

Sorgt für erhöhte Elastizität und erhöhten Patientenkomfort und hilft dabei, die Integrität des Klebers zu bewahren um frühzeitiges Verschorfen der Wunde zu verhindern.

Mikrobielle Barriere und wasserdichter Schutz

Schützt die Wunde vor Bakterien und Wasser, reduziert das Infektionsrisiko und erlaubt es, dem Patienten direkt nach der Operation zu duschen und mit Wasser in Kontakt zu kommen.

Optimale Viskosität

Nicht flüssig und nicht fest, bietet SurgiSeal™ genau die richtige Konsistenz, um effektiv und effizient arbeiten zu können.

Postoperative Pflege

Ergänzend zum Wundverschluss bietet SurgiSeal™, viele postoperative Vorteile:

Mikrobieller Schutz

SurgiSeal™ baut eine schützende Barriere auf, die Bakterien daran hindert in die Wunde zu gelangen und reduziert so das Risiko einer Infektion.

Wasserdichter Schutz

SurgiSeal™ ist direkt nach der Anwendung wasserdicht. Duschen am selben Tag ist problemlos möglich.

Kosmetische Resultate

Klinische Studien haben gezeigt, dass 2-Octyl-Cyanoacrylate bei Anwendung über klassischen Nähten, Narben an den Einstichpunkten verhindern.

Höhere Atmungsaktivität

SurgiSeal™ weist mehr als doppelt so hohe Moisture Vapor Transmission Rates auf wie der führende Wettbewerber, was die Wundheilung vereinfacht.



SurgiSeal™ Anwendung



Den Applikator über den Schwamm knicken bis zum Knackgeräusch



Den Applikator mit dem Schwamm nach unten halten. Pressen ist nicht notwendig bei normaler Applikation



Die Wunde zusammenhalten und in zwei Lagen auftragen. 30 Sekunden Trockenzeit zwischen dem Auftragen der beiden Lagen einhalten

Art. Nr.	Produkt	Preis/ Box á 12 Applikatoren
S1000	SurgiSeal™ Wundkleber - Topical Skin Adhesive PZN-Nr. 7798716	89,60 €

Versandbedingungen

*Nahtmaterial und Knochenwachs
versandkostenfrei ab 2 Boxen á 12 Stück*

*alle anderen Produkte
zzgl. 5,00 Versandkosten
ab 125,00 € Warenwert versandkostenfrei*

*alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich
zzgl. gesetzl. MwSt.*

*Lieferbedingungen gemäß omega Geschäftsbedingungen
AGB´s nachzulesen unter www.omega-medical.de*

Kontakt

*omega medical GmbH
Nußbaumstr. 9
D-87730 Bad Grönenbach*

*Tel.: 08334 - 259 91 - 0
Fax: 08334 - 259 91 - 22*

*Email: info@omega-medical.de
online Shop: www.omega-medical.de*