



Seide geflochten schwarz



Typ	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	Wachs, Silikon
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Mäßig
Resorption	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe (durch enzymatische Hydrolyse in einem Zeitraum von 2 Jahren) der eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe folgt.
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar geflochtener und gedrehter Fadenaufbau Beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichnete und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeefferkt, Gewebezug und Trauma Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit Verminderte Kapillarwirkung Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/ode Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Ophtalmologie Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie Viszeralchirurgie Gynäkologie Geburtshilfe