

Supramid schwarz

Typ	Gedrehtes und beschichtetes Multifilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6 / Mantel aus Polyamid 6
Beschichtung	Polyamid 6
Farbe	Schwarz
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar- es wird mit der Zeit von Bindegewebe umhüllt.
Verpackung	Box á 12 Fäden
Eigenschaften	Hohe Reißfestigkeit nicht resorbierbar Gedrehter Fadenaufbau Zylindrisch beschichtetes Multifilament Luftdichte Verpackung
Vorteile	Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften Hohe Flexibilität Hohe Reißfestigkeit Ausgezeichnete Knotensicherheit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit und Sicherheit Garantierte Dichtheit und Produktsterilität
Anwendungsgebiete	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Hautverschluss

