



Surgicryl Monofast

| | |
|--------------------------|---|
| Typ | Monofilament |
| Zusammensetzung | Polyglecapron 25 , ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% ε-Caprolacton |
| Beschichtung | |
| Farbe | Keine Violett / Beige-ungefärbt |
| Gewebereaktion | Minimal |
| Resorption | Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 120 Tagen. |
| Wundhalt | Etwa 20 Tage |
| Verpackung | Box á 12 Fäden |
| Eigenschaften | Hohe Reißfestigkeit Synthetisch Resorption durch Hydrolyse Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser Biegsamkeit und Geschmeidigkeit Luftdichte Verpackung |
| Vorteile | Ausgezeichneter Gewebehalt Minimale Gewebereaktion Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum) Ausgezeichnete Knoteneigenschaften Gute Handhabungseigenschaften Einfaches und sicheres Knoten Garantierte Dichtheit und Produktsterilität |
| Anwendungsgebiete | Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur Allgemeine Chirurgie Hautverschluss Plastische Operationen Viszeralchirurgie Gynäkologie Urologie |

