


## Untersuchungshandschuhe



### Latex Untersuchungshandschuhe

<b>Produkteigenschaft</b>	unsteril puderfrei
<b>Design</b>	beidhändig einsetzbar Rollrand angerauhte Handfläche
<b>Qualitätssicherung</b>	hergestellt nach EN 455.T. 1-3
<b>Hinweis</b>	Lebensmittel geeignet
<b>Verfügbare Größen</b>	XS = 4-5   S = 6-7   M = 7-8   L = 8-9   XL = 10-11

### Nitril Untersuchungshandschuhe

<b>Produkteigenschaft</b>	unsteril puderfrei
<b>Design</b>	Rollrand Farbe blau mikrogerauhte Fingerspitzen
<b>Qualitätssicherung</b>	AQL 1,5 hergestellt nach EN 455.T. 1-3
<b>Hinweis</b>	Lebensmittel geeignet
<b>Verfügbare Größen</b>	S = 6-7   M = 7-8   L = 8-9   XL = 9-10

### Vinyl Untersuchungshandschuhe

<b>Produkteigenschaft</b>	unsteril puderfrei
<b>Design</b>	Rollrand beidhändig einsetzbar
<b>Qualitätssicherung</b>	AQL 1,5 hergestellt nach EN 455.T. 1-3
<b>Hinweis</b>	bedingt Lebensmittel geeignet
<b>Verfügbare Größen</b>	S = 6-7   M = 7-8   L = 8-9   XL = 9-10
<b>Verpackung</b>	Spenderbox á 100 Stück Versandeinheit 1000 Stück im Karton