




EASY PASS Nadel

- ◆ Scharf und Stark
- ◆ Leichtes Durchdringen
- ◆ Jeder Stich ist einfach wie der Erste



Die Easy Pass Nadel vereint 3 Spitzentechnologien zu einer erstklassigen Präzisionsnadel:

- ⇒ Präzisionsspitze mit extra Schliff Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren
Optimale und voraussehbare Penetration
Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen
- ⇒ Neue Generation Maraging Edelstahl Signifikant schärfer, Stich für Stich
Beste Biege- und Bruchfestigkeit
Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit
- ⇒ Spezial Nadelbeschichtungstechnik Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper
Extrem glatte Oberfläche
Bessere Penetration - Kontrolle und besserer Nadeldurchzug
Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen



40 - 50 % verbesserte Penetrationseigenschaften im Vergleich zur Standard Nadel

Anwendungsgebiete

- Dermatologie
- MKG-Chirurgie
- Kosmetische und plastische Chirurgie
- Allgemeine Chirurgie

EASY PASS für diese Nahtmaterialien

