



RUDANAHT[®]

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die zuverlässig klebenden, elastischen Wundnahtstreifen werden zur Adaptation der Wundränder bei frischen Wunden verwendet. Auch bei kleineren Operationswunden können sie eingesetzt werden.

Zusammensetzung

Polyamid, Polyacrylatkleber

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDANAHT[®] ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN EN 11137.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Folie-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

