



# NOBA Verbandmittel

Danz GmbH u. Co KG

## NOBAFIX<sup>®</sup>

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die weiße, gewobene und elastische Fixierbinde hat aufgrund der Webtechnik eine feine, glatte und dichte Struktur. Als angefeuchtete Binde dient sie zum Anmodellieren bzw. Fixieren von Gipsschienen. Sie dient auch als Fixierung von Wundauflagen.

### Zusammensetzung

Viskose, Polyamid

### Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAFIX<sup>®</sup> ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und EN 980-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

