




OP-Handschuhe

Expert Plus steril, ungepudert



Material	Hochwertiges Naturlatex Innenbeschichtung in spezieller „Wet-Grip“ Technologie		
Produkteigenschaft	Steril ungepudert		
Proteingehalt	< 30 µg /g		
Maße	Länge 300 mm ± 5 mm		
Materialstärke	0,23 mm (Handfläche)		
Physikalische Eigenschaften	Parameter:	vor der Alterung:	nach der Alterung:
	Zugfestigkeit	24,0 min.	18,0 min.
	Reißpunkt	Min. 900	Min. 800
Design	Handspezifisch		
Manschetten	Rollrand		
Oberfläche	mikrogeraut		
Herstellung	nach DIN EN 556 entspricht ASTM D 3577 und EN 455 Teil 1-3		
Qualitätssicherung	Das Produktionsverfahren erfüllt die Anforderung der US FDA Quality System Regulation (QSR) und EN ISO 13485/EN ISO 9001		
Größen	6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0		
Verpackung	1 Paar Handschuhe je Peelpack 50 Paar je Spenderbox 6 Spenderboxen pro Karton		
Hinweis	„Expert Plus“ OP-Handschuhe sind innerhalb von 5 Jahren nach Sterilisationsdatum zu verwenden		